



その歯ブラシ、きちんと選んでる？

症状・硬さ別 歯ブラシ選択の目安

SS	 インプラントのオペ後  歯肉の炎症が強い  抜歯後	G.V.K 3.07 SS ➡ P.3  G.V.K Fit 3.07 SS ➡ P.3 
S	 歯肉炎  楔状欠損  知覚過敏  出血しやすい	G.V.K 3.07 S ➡ P.3  G.V.K Fit 3.07 S ➡ P.3  G.V.K SLIM S ➡ P.4  G.V.K モーニン ➡ P.6 G.V.K クリアモーニン ➡ P.6 G.V.K モーニン COMPACT ➡ P.6
MS	 健康な歯肉 少し軟らかめがお好みの方へ	G.V.K モーニン COMPACT MS ➡ P.6  G.V.K クリアモーニン MS ➡ P.6  G.V.K モーニン MS ➡ P.6 
M	 健康な歯肉 ブラッシング圧も適切な方へ	G.V.K fino ➡ P.5  G.V.K 3.07 M ➡ P.3  G.V.K Fit 3.07 M ➡ P.3  G.V.K SLIM ➡ P.4 G.V.K 3.10 ➡ P.4 G.V.K 3.11 ➡ P.4
MH	 厚く堆積したプラーク	G.V.K モーニン COMPACT MH ➡ P.6  G.V.K クリアモーニン MH ➡ P.6  G.V.K モーニン MH ➡ P.6 
H	 硬くこびりついた汚れ	G.V.K 3.07 H ➡ P.3  G.V.K Fit 3.07 H ➡ P.3  G.V.K 3.10 H ➡ P.4  G.V.K 3.11 H ➡ P.4 
		T (ミディアムとハードのダブル植毛)  時間の経過したプラーク等 落とすにくい汚れが部分的 に付着している方へ G.V.K 3.07TWIN ➡ P.4 

かため

子供用歯ブラシ年齢別早見表

➡ P.8

0(歳) ——— 乳歯列 ——— 6(歳) 8(歳) — 混合歯列後期 — 12(歳)
 5(歳) — 混合歯列前期 — 9(歳)

CIAO C36

CIAO C38

CIAO C37

G.V.K モーニン KID

G.V.K モーニン CHILD

お気に入りの歯ブラシで みんな笑顔になろう。



G.V.K歯ブラシ デュポン社製最高級のタイネックス612ナイロンを使用したシリーズです

ベストセラー&ロングセラーのミニヘッドタイプ

幅広い年代の方にオススメです。



原寸大

G.V.K 3.07

(12本入)

配列/3列22穴 耐熱温度/60℃ 日本製

ミニ ヘッド	ラウンド 加工 の毛先	滑り止め付 ハンドル	しなやか ネック	毛先を整える キャップ付		■ 毛のかたさ SS S M H	■ カラー グリーン レッド イエロー ブルー クリア	■ 名入れ パターン A
-----------	-------------------	---------------	-------------	-----------------	--	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

※クリアはミディアムのみ単色12本入

G.V.K3.07とヘッドの大きさは変わらず奥まで磨きやすいロングネック&ロングハンドルになりました

ネックが長いのでハンドル肩部分が口角に当たりにくく、唇を圧迫せずに磨けます。



原寸大

G.V.K Fit 3.07

(12本入)

配列/3列22穴 耐熱温度/60℃ 日本製

ロングネック & ロングハンドル	ラウンド 加工 の毛先	滑り止め付 ハンドル	しなやか ネック	毛先を整える キャップ付		■ 毛のかたさ SS S M H	■ カラー グリーン レッド イエロー ブルー クリア	■ 名入れ パターン A
------------------------	-------------------	---------------	-------------	-----------------	--	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

※クリアはミディアムのみ単色12本入

ハードとミディアムのダブル植毛によりプラークを落としやすくなりました

時間の経過したプラークも両端の硬い毛先を使って効率よく落とせます。




原寸大

G.V.K 3.07 TWIN

(12本入)

配列／3列 22穴 耐熱温度／60℃ 日本製



効率良く磨くことができるサイズです

細かなブラッシングが苦手な方、一気に効率良く磨きたい方にオススメです。



原寸大

G.V.K 3.10

(12本入)

配列／3列 27穴 耐熱温度／60℃ 日本製



より効率良く磨くことができるサイズです

大きなヘッドで効率良く磨きたい方、時間の無い時などにも。



原寸大

G.V.K 3.11

(12本入)

配列／3列 31穴 耐熱温度／60℃ 日本製



グリップ感を高めるラバーグリップと操作性の良いスリムヘッドタイプ

スリムヘッド&スリムネックでお口の小さな女性や隅々まで丁寧に磨きたい方にオススメです。



原寸大

G.V.K SLIM

「人間は小指でものを握る」という工学デザイナーの発想から生まれたテーパーデザイン (12本入)

配列／3列 22穴 耐熱温度／80℃ 日本製



fino by G.V.K

上質で洗練されたブラッシング *time* を



原寸大

G.V.K fino

4色3本 (12本入)

配列/4列26穴 耐熱温度/60℃ 日本製



■ 毛のかたさ

M

■ カラー

オニキスブラック ターコイズブルー コーラルピンク アメジストパープル

■ 名入れ

パターン C

携帯に便利なキャップ付きの部分清掃用歯ブラシ
歯ブラシでは届きにくいリスク部位をピンポイントで磨けます。



原寸大

G.V.K Spot

(24本入)

耐熱温度/80℃ 日本製



■ 毛のかたさ

S M

■ カラー

クリアグリーン クリアピンク クリア

こんな部位にオススメ あなたの口にあてはまる箇所はありますか？



① 歯列不正 (叢生)

② 矯正装置周辺

③ 最後臼歯遠心

④ 孤立歯

⑤ 智歯周辺

⑥ 根分岐部

⑦ 根面板 (コーピング) 周辺

コンパクトヘッド & ロングネックで口腔内の操作がよりアクティブに

コンパクトヘッドで小さなお口の方や1歯ずつ丁寧に磨きたい方にオススメです。



原寸大

G.V.K モーニン COMPACT

(各色20本/100本入BOX)

(単色/アソート25本入)

配列/3列19穴 耐熱温度/60℃ 日本製



■ 毛のかたさ



■ カラー



■ 名入れ




原寸大

G.V.K クリアモーニン

(各色20本/100本入BOX)

(単色/アソート25本入)

配列/3列24穴 耐熱温度/60℃ 日本製



かわいい
ハート型
ホール



■ 毛のかたさ



■ カラー



■ 名入れ




原寸大

G.V.K モーニン

(各色20本/100本入BOX)

(単色25本入)

配列/3列24穴 耐熱温度/60℃ 日本製



かわいい
ハート型
ホール



■ 毛のかたさ



■ カラー



■ 名入れ



ハンドルに歯科医院名、電話番号などの名入れができます。

新規版代: ¥3,000 (税抜) 名入れ代金: 1本 ¥10 (税抜)

まとめ買いで版代・印刷代全て無料!

名入れパターン

A	50ダース以上ご購入の場合、版代・印刷代全て無料
B	1,000本以上のご購入の場合、版代・印刷代全て無料
C	25ダース単位のご購入の場合、版代・印刷代全て無料



▲名入れ参考写真

■名入れパターンA、Bの場合

5mm×45mm(最大)の印刷範囲まで可能

但し細かな書体・ロゴ・シンボルマークなどは鮮明に再現されない場合がございますので事前にご相談ください。

■名入れパターンCの場合

ゴシック体の文字のみで3mm×35mm(最大)の印刷範囲まで可能

ロゴ・シンボルマークの細かな内容は、印刷できません。

初めてご使用になる方にも使いやすいストレートタイプ



原寸大

G.V.K フレックスピッカー

日本製



■ サイズ



■ 耐熱温度



* ねじったワイヤーがほどけてしまう事故を防止するため、ハンドルを回転させるとブラシが抜けるようにしてあります。ハンドルを回転させてのご使用はお止めください。
* ワイヤー部分を曲げてのご使用はお避けください。

柄が短く力のコントロールがしやすいため、前歯部・小臼歯部へのご使用に適しています。



▼ 携帯ケース

携帯ケース付
(5本入×12箱)



シンプルパック
(8本入×6パック)

コントロールしやすいカーブタイプ



原寸大

G.V.K R-50 (アールゴジュウ)

日本製



■ サイズ



■ 耐熱温度



携帯ケース付
(4本入×12箱)



シンプルパック
(8本入×6パック)



院内指導用
(40本入)

箱包装で
キャップ付

臼歯部までしっかり届くアングルタイプ



原寸大

G.V.K 108 (ワンオーエイト)

日本製



■ サイズ



■ 耐熱温度



携帯ケース付
(4本入×12箱)



シンプルパック
(8本入×6パック)



院内指導用
(40本入)

箱包装で
キャップ付

108度の角度で臼歯部への到達性に優れ大臼歯部へのご使用にも適しています。

G.V.K 歯間ブラシ

○強化ワイヤーを採用

従来比15%太いワイヤーを従来の太さまでねじり、従来比130%の強度に。

○用途に応じて選べる3つのパッケージ(フレックスピッカーは除く)

サイズ目安(共通/原寸大)



0~6歳
の方へ



原寸大

CIAO C36

(12本入)

配列/3列17穴 耐熱温度/60℃ [日本製]



5~9歳
の方へ



原寸大

CIAO C37

(12本入)

配列/3列20穴 耐熱温度/60℃ [日本製]



8~12歳
の方へ



原寸大

CIAO C38

(12本入)

配列/3列23穴 耐熱温度/60℃ [日本製]



G.V.K MORNIN' モーニン

シンプル包装のお子様向け歯ブラシです。
小さな手でも握りやすい太めのハンドルが特長です。

1~5歳
の方へ



原寸大

G.V.K モーニン KID

(各色20本/100本入BOX)

(単色/アソート25本入)

配列/3列17穴 耐熱温度/60℃ [日本製]



6~12歳
の方へ



原寸大

G.V.K モーニン CHILD

(各色20本/100本入BOX)

(単色/アソート25本入)

配列/3列20穴 耐熱温度/60℃ [日本製]



キレイな歯は、毎朝の
ちゃんとしたケアから始まる。



オーラルピュア Oral Pure

薬用歯みがき

- 殺菌成分「CPC」「IPMP」
- チキソトロピー特性
- 発泡剤・研磨剤無配合

(90g×6本入)

殺菌成分「CPC」がプラーク表面に作用し「IPMP」がプラーク内部へ浸透します。茶カテキン還元力が「CPC」「IPMP」の強力殺菌効果をさらにパワーアップさせるため、より高い歯周病予防、口臭予防に期待が持てます。キサンタンガムの配合量を増やすことで、チキソトロピー性が大幅に向上し、手磨きから電動歯ブラシによるブラッシングまで幅広くご使用いただけます。



オーラリーフ OraLeaf

薬用マウスウォッシュ(希釈タイプ)

- クロルヘキシジングルコン酸塩
- グリチルリチン酸モノアンモニウム
- 天然由来キシリトール 添加物：甘味剤

(100ml×6本入)

〈承認番号 22800DX00332〉

クロルヘキシジングルコン酸塩洗口液のオーラリーフが、口腔内を清潔に保ちます。ワンタッチ開封できるキャップは使いやすく、1本で360～700回の使用が可能。爽やかなミントの香りと天然由来のキシリトール配合で、口腔内をすっきり爽快にします。



医薬部外品