



## ブラックミニ™ チップ

- 多量に塗布するときのための全プラスチック型光不透過チップ。

使用推奨商品：

ウルトラブレンドプラス J LC ブロックアウトレジン

オパールダム OP

ダイヤモンドポリッシュメント

オパールダム OP グリーン

<b>LOK-TITE™</b>	<b>20個</b>
<b>ブラックミニチップ</b>	<b>196-JP</b>

販売名：ブラックミニチップ／一般的名称：歯科用注入器具／  
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000010



## ブラックミニ™ ブラシチップ

- 低粘度材料用
- 気泡の混入を防止

使用推奨商品：

セーブルシーク シーク



<b>LOK-TITE™</b>	<b>20個</b>
<b>ブラックミニブラシチップ</b>	<b>190-JP</b>

販売名：ブラックミニブラシチップ／一般的名称：歯科用注入器具／  
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000015



## ブラックマイクロ™ チップ

使用推奨商品：

ウルトラブレンドプラス J オパールダム OP

オパールダム OP グリーン

ウルトラシール XT プラス J

22G  
外径：0.75mm

<b>LOK-TITE™</b>	<b>20個</b>	<b>100個</b>
<b>ブラックマイクロチップ</b>	<b>194-JP</b>	<b>1085-JP</b>

販売名：ブラックマイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／  
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000008



## マイクロ チップ

- フローアブルコンポジットレジン用の標準チップ

使用推奨商品：

オパールダム OP グリーン オパールダム OP MTA フロー

20G  
外径：0.96mm

<b>LOK-TITE™</b>	<b>20個</b>
<b>マイクロチップ</b>	<b>1168</b>

販売名：マイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／  
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000016



## マイクロ FX™ チップ(20G)

使用推奨商品：

プライマドライ

オパールエッセンス BOOST

20G  
外径：0.96mm

<b>LOK-TITE™</b>	<b>100個</b>
<b>マイクロFXチップ</b>	<b>1405</b>

販売名：マイクロFXチップ (20G)／一般的名称：洗浄針／  
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000068


 25G  
 外径：0.60mm

### ブルーマイクロ™ チップ

使用推奨商品：  
 (ブルー)

ウルトラエッチ J      プライマドライ J



LOK-TITE™	20個	100個
ブルーマイクロチップ	158-JP	127-JP

販売名：ブルーマイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／  
 一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000009



外径：1.07mm

### インスパイラル™ ブラシチップ

- ・長さの調節可能なブラシ付きチップ
- ・高粘性材料のフローに適しています。
- ・気泡の混入を防止

使用推奨商品：

ウルトラエッチ J      ウルトラシールXT プラス J



LOK-TITE™	20個
インスパイラルブラシチップ	710-JP

販売名：インスパイラルブラシチップ／一般的名称：歯科用注入器具／  
 一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000014



### デントインフューザー™ チップ

- ・先端に丸みのある、ブラシ付きメタルチップ

使用推奨商品：

アストリンジェント      ビスコスタット      ビスコスタットクリア



LOK-TITE™	20個	100個
デントインフューザーチップ	122-JP	125-JP

販売名：デントインフューザーチップ／一般的名称：歯科用注入器具／  
 一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000022



5mm      10mm

### マイクロキャピラリー™ チップ

- ・軟組織中でも見分けやすい明るい色
- ・歯肉溝内清掃

使用推奨商品：

バキュームアダプター



LOK-TITE™	mm	外径	各20個
マイクロキャピラリーチップ	5	0.41	1120-JP
マイクロキャピラリーチップ	10	mm	1121-JP

販売名：マイクロキャピラリーチップ／一般的名称：歯科用注入器具／  
 一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000019

**SST™ チップ**

- バキュームアダプターを使用し、外科手術、歯内療法などの多量吸引

使用推奨商品：バキュームアダプター



<b>LOK-TITE™</b>	<b>20個</b>
<b>SSTチップ</b>	<b>1248-JP</b>

販売名：SST チップ／一般的名称：洗浄針／  
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000060**ウルトラデント ミキシング™ チップ**

使用推奨商品：エンドレス



<b>LOK-TITE™</b>	<b>20個</b>
<b>ミキシングチップ</b>	<b>5920</b>

販売名：ミキシングチップ／一般的名称：歯科用練成器具／  
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000040

外径：1.91mm

**ホワイトマック™ チップ**

使用推奨商品：オラシール J



<b>LOK-TITE™</b>	<b>20個</b>
<b>ホワイトマックチップ</b>	<b>661-JP</b>

販売名：ホワイトマックチップ／一般的名称：歯科用注入器具／  
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000032

外径：1.07mm


**ホワイトマックミニ™ チップ**

使用推奨商品：オラシール J



<b>LOK-TITE™</b>	<b>20個</b>
<b>ホワイトマックミニチップ</b>	<b>1247-JP</b>

販売名：ホワイトマックミニチップ／一般的名称：歯科用注入器具／  
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000004



### ナビチップ™ サイドポート31G


- ・ クローズタイプ 2 穴式根管洗浄用チップ
- ・ ファイル適応番号 31G-25 番

使用推奨商品： クロルシッド J EDTA クエン酸



LOK-TITE™	mm	各20個	50個
ナビチップサイドポート31G	21	5121-JP	5122-JP
ナビチップサイドポート31G	27	5123-JP	-

販売名：ナビチップ 31G サイドポート / 一般名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000039



### ナビチップ™ FX™ (30G)

- ・ ブラシ付き根管洗浄チップ
- ・ 注水、こする、洗浄が同時に可能

使用推奨商品： EDTA クエン酸



LOK-TITE™	mm	各20個
ナビチップ FX	17	1452-JP
ナビチップ FX	25	1454-JP

販売名：ナビチップ FX / 一般名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000035



### キャピラリーチップ


- ・ 屈曲可能
- ・ バキュームアダプターを使用する根管内乾燥

使用推奨商品：  
バキュームアダプター



LOK-TITE™	内径 mm	各20個	各50個
キャピラリーチップφ0.014"	0.36	341-JP	3099-JP
キャピラリーチップφ0.019"	0.48	186-JP	1425-JP

販売名：キャピラリーチップ / 一般名称：洗浄針 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000018



### イリゲーターチップ

- ・ 先端が開いた独特の形態

使用推奨商品： EDTA クロルシッド J クエン酸



LOK-TITE™	外径 mm	20個
イリゲーターチップ 27G	0.30	207-JP

販売名：イリゲーターチップ / 一般名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000037



### エンドイーズ™ チップ

- 屈曲可能な万能チップ

使用推奨商品：  
 ウルトラカル XSJ(22G) バキュームアダプター



	外径 mm	各20個
エンドイーズチップ ブルー 22G - 0.028"	0.70	348-JP
エンドイーズチップ ピンク 20G - 0.035"	0.90	347-JP
エンドイーズチップ イエロー 19G - 0.042"	1.06	346-JP
エンドイーズチップ グリーン 18G - 0.049"	1.25	345-JP

販売名：エンドイーズチップ / 一般的名称：歯科用注入器具 /  
 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000011



29 G - 27 mm




29 G - 25 mm



29 G - 21 mm



29 G - 17 mm



30 G - 27 mm



30 G - 25 mm



30 G - 21 mm



30 G - 17 mm

### ナビチップ™ 29G

- 根管への挿入が容易で、柔軟で先端に丸みのあるカニューレ
- 外径：29G (0.35mm)
- ファイル適応番号：29G-35 番



### ナビチップ™ 30G

- 外径：30G (0.30mm)
- ファイル適応番号：30G-30 番


使用推奨商品：  
 クロルシッド J(30G) EDTA クエン酸 (30G)

ウルトラカル XSJ(29G) MTA フロー



LOK-TITE™	mm	各20個	50個
ナビチップ グリーン 29G	27	5115-JP	-
ナビチップ ブルー 29G	25	5114-JP	1376-JP
ナビチップ イエロー 29G	21	5113-JP	-
ナビチップ ホワイト 29G	17	5112-JP	-
バラエティパック (各5個) 29G	27-17	5116-JP	-

販売名：ナビチップ 29G / 一般的名称：歯科用注入器具 /  
 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000011



LOK-TITE™	mm	各20個
ナビチップ グリーン 30G	27	1354-JP
ナビチップ ブルー 30G	25	1250-JP
ナビチップ イエロー 30G	21	1349-JP
ナビチップ ホワイト 30G	17	1249-JP

販売名：ナビチップ 30G / 一般的名称：歯科用注入器具 /  
 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000017



## スキニシリンジ 0.5mL

- ・ 遮光性で少量の材料を使い切る特殊構造
- ・ チップが外れ落ちないルアーロックタイプ
- ・ 光重合材料のデリバリー用



スキニシリンジ 0.5 mL

20本

1680-JP

販売名：スキニシリンジ 0.5mL / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000012

## ビスコスタット エンプティシリンジ 1.2mL

- ・ 弱遮光性
- ・ ビスコスタットの詰替用
- ・ チップが外れ落ちないルアーロックタイプ



ビスコスタット エンプティ シリンジ 1.2 mL

20本

1278-JP

ビスコスタット (医療機器届出番号：13B1X10086000027) および アストリンジェント (医療機器届出番号：13B1X10086000028) の構成品

## ウルトラデント エンプティシリンジ 1.2mL

- ・ チップが外れ落ちないルアーロックタイプ



ウルトラデント エンプティ シリンジ 1.2 mL

20本

124-JP

販売名：ウルトラデント エンプティシリンジ 1.2mL / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000021

## ウルトラデント エンプティシリンジ 5mL

- ・ チップが外れ落ちないルアーロックタイプ



ウルトラデント エンプティ シリンジ 5 mL

10本

201-JP

販売名：ウルトラデント エンプティシリンジ 5mL / 一般的名称：歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号：13B1X10086000043

## ウルトラデント™ シリンジカバー

- ・ 交叉感染を予防するためのシリンジカバー

使用推奨商品：すべての 1.2mL シリンジ



ウルトラデント シリンジ カバー 1.2 mL

300枚

249

## ルアーロックキャップ

- ・ ウイング付きルアーロックキャップ
- ・ 1.2mL, 5mL シリンジ用キャップ



ルアーロックキャップ ホワイト

20個

205