



ジフィーポリッシャー



- オートクレープ滅菌可能*
- 3つの粗さ
- ラテックスフリー
- コンポジット研磨専用

	 カップ各12個	 ディスク各12個	 ポイント各12個
粗め	7011	7015	7019
ミディアム	7012	7016	7020
ファイン	7013	7017	7021

* 変形を防ぐため、オートクレープ滅菌を行う際はアルミニウムブロックの使用を推奨しています
1. realityesthetics.com.

ジフィーハイシャイン

マイクロハイブリッドコンポジットレジン専用



- ラテックスフリー
- オートクレープ滅菌可能*

	 カップ 10個	 ディスク 10個	 ポイント 10個
ハイシャイン	7014	7018	7022-JP

ダイヤモンドポリッシュ ミント



- 高品質のダイヤモンド微晶質粒子を含むコンポジットレジン研磨材
- 審美的な研磨に最適
- ポーセレン、コンポジットレジンの研磨に対応
- ミントフレーバーのため、口腔内でさわやかな香り



5540-JP ダイヤモンドポリッシュ ミント 0.5μm
ミニリフィル 2本

5541-JP ダイヤモンドポリッシュ ミント 1.0μm
ミニリフィル 2本

1.2mL シリンジ



196-JP ブラックミニチップ 20個

販売名：ブラックミニチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000010

ジフィーコンポジット ポリッシングブラシ

レギュラー・ポイント



ブラシ 1 本ずつに練り込まれている
様々な粒子がきめ細かい研磨を
可能にします。

ゴールドのボディが見やすい

- 1000 以上の研磨用炭化ケイ素粒子を含むため、研磨後はきめ細かい仕上がりを得ることが可能
- コンポジットレジン、セラミックの白歯部咬合面へアクセスしやすい形状
- コンポジットレジンの研磨には低速回転で、高い RPM 数値の研磨が可能
- オートクレープ滅菌可能 *

推奨回転数: 1,000-3,000 RPM



咬合面の研磨に適した硬さのブラシ

* 変形を防ぐため、オートクレープ滅菌を行う際はアルミニウムブロックの使用を推奨しています
1. realityesthetics.com.



850 ジフィー コンポジット ポリッシングブラシ レギュラー 10個
1009 ジフィー コンポジット ポリッシングブラシポイント 10個

ジフィー™ ゴートヘアブラシ

- 山羊の毛を使用
- ダイヤモンドポリッシュメントとの併用で光沢のある仕上がり
- 少量の圧をかけながら、低速回転での研磨

推奨回転数: 10,000 RPM以下



1029 ジフィーゴートヘアブラシ 10個

製品比較表

製品画像	形状	色	粒子	砥粒	粒子サイズ	素材	推奨回転数	包装
	カップ	緑 	粗め	炭化ケイ素	65-75 ミクロン	ポリウレタン	3,000 ~ 8,000rpm	12 個入り
	ディスク							
	ポイント							
	カップ	黄 	ミディアム	酸化 アルミニウム	35-45 ミクロン			
	ディスク							
	ポイント							
	カップ	白 	ファイン	パミサイト	-			
	ディスク							
	ポイント							
	カップ	青 	ハイシャイン	ダイヤモンド	3-6 ミクロン			
	ディスク							
	ポイント							
	レギュラー ブラシ	—		—		アラミド繊維	1,000 ~ 3,000rpm	10 個入り
	ポイント ブラシ							
	ゴートヘア ブラシ					山羊毛	10,000rpm 以下	