

滅菌消毒機器

錆に強いオールステンレス製でワンタッチ操作のフルオートタイプ
扉を開けずに乾燥工程までできます

- ①錆に強いオールステンレスボディ
- ②注水から乾燥までボタンひとつの全自動
- ③滅菌温度をマイコンでコントロール
- ④作業の残り時間をデジタル表示
- ⑤5種類（滅菌のみ・乾燥のみを含む）の工程プログラム
- ⑥トラブル自己診断機能搭載
- ⑦電気系・圧力系に何重にも安全対策
- ⑧ドアロックに内圧を利用した安全設計
- ⑨高性能エアポンプと独自のヒーター制御



P11
ウィルソニックと
バスケットが
併用できます



常時：中心温度 170～180℃
ハンドピース・器具類：
中心温度 130℃



●主な仕様
電源電圧・周波数：AC100V 50/60Hz 15A以上
消費電力：1300W
外形寸法：W440×D526（+50取っ手）×H345
チャンバー寸法：φ220×D360
チャンパー収納能力：18cm丸カスト2個
本体重量：約26kg
滅菌温度：121℃（20～60分）・132℃（5～60分）
乾燥時間：1～60分
圧力計：0～0.4MPa
安全弁作動圧力：0.25MPa
水タンク容量：2.9L
安全装置：安全弁・温度ヒューズ・過電ブレーカー・サーモスタット・
マイコンによるエラー診断
付属品：アミカゴ・スノコ・取扱説明書・運付文書
＜承認番号 220008ZX00195A01＞ 日本製

ウィルクレープⅢ

充分な機能で簡単操作のシンプルタイプ
毎回新しい水を使用し衛生的

- ①5つのモードから選択するだけの簡単操作
滅菌132℃5分（固定）・121℃20分（固定）・乾燥30分（固定）
132℃滅菌乾燥・132℃滅菌のみ・121℃滅菌乾燥・121℃滅菌のみ・乾燥のみ
- ②スタイリッシュで安全性の高いスライド式開閉ハンドル
- ③水タンクのオーバーフローを防止するセンサー付

●主な仕様
電源電圧・周波数：AC100V 50/60Hz
消費電力：1300W
外形寸法：W435×D530（取っ手を含まず）×H345
チャンパー寸法：φ220×D355mm
チャンパー収納能力：18cm丸カスト2個
本体重量：約23kg
滅菌温度：121℃20分（固定）・132℃5分（固定）
乾燥時間：30分（固定）
圧力計：0～0.4MPa
安全弁作動圧力：0.25MPa
水タンク容量：2.9L（水タンクセンサー付）
安全装置：安全弁・温度ヒューズ・過電ブレーカー・
サーモスタット・マイコンによるエラー診断
付属品：アミカゴ・計量カップ・取扱説明書・運付文書
＜承認番号 220008ZX00196000＞ 日本製



サンクレープ

セルフシール方式で簡単に使える滅菌パック

L Lサイズ 190mm×330mm（内寸約165mm×270mm） （200枚入）	
M Mサイズ 140mm×260mm（内寸約120mm×240mm） （200枚入）	
S Sサイズ 90mm×260mm（内寸約70mm×240mm） （200枚入）	
SS SSサイズ 57mm×130mm（内寸約34mm×75mm） （200枚入）	



クリンデント セルフシール滅菌パック

低コスト ロングセラー サイズ展開 4 種類 ディスポ