

選べて使える石膏ラインアップ

弊社の製品には、品質の安定性に優れた良質な高級化学石膏が使用されています。

特に高い精度が求められる作業模型に最適な超硬石膏

硬化膨張率
(2時間後)
0.06%



超硬石膏
クリンロック

3kg入パック(1.5kg×2)

〈届出番号 11B3X00042000024〉 日本製

高精度

高強度

高適合性

■カラー

ブラウン

膨張率0.08%の精密さで優れたダストフリータイプ

硬化膨張率
(2時間後)
0.08%



硬石膏
ニューストーン DFL

18kg入ボックス(1.5kg×12)

4.5kg入パック(1.5kg×3)

〈届出番号 11B3X00042000006〉 日本製

高精度

適合性

ダスト
フリー

■カラー

イエロー

ブルー

硬化がシャープで初期強度が高く安定した品質です

硬化膨張率
(2時間後)
0.20%



硬石膏
クリンストーン

20kg入ボックス(2.5kg×8)

10kg入エコボックス(2.5kg×4)

5kg入パック(2.5kg×2)

ホワイトは3kg入パックのみ(1.5kg×2)

〈一般医療機器・届出番号 11B3X00042000005〉 日本製

チクトロピー
性

緻密で
滑沢

■カラー

イエロー

ブルー

ホワイト

アルファ石膏配合により強度が高く様々な用途に使えます

硬化膨張率
(2時間後)
0.26%



普通石膏
クリンプラスター

5kg入パック(5kg×1)

〈届出番号 11B3X00042000025〉 日本製

べた付き
にくい


■カラー

ホワイト

高級化学石膏

化学合成によって造られるため非常に純度が高く、高白色度です。
不純物の混入が無く、粒度が均一で安定しています。
原料ロットごとの品質に差がありません。

硬化膨張の推移



技工関連器材

納得の高品質で安心の低価格

#9 ソフト
原寸大



φ14.2mm

#11 ソフト
原寸大



φ17.4mm



クリンデント
ロビンソンブラシ

#11ソフト(20本入)
#9ソフト(20本入)

《届出番号 27B3X00091000030》

高作業性

経済的

高品質・片面／両面タイプのダウエルピン



ダウエルピンシルバー (1000本入)


両面カット／片面カット

良質な
クロムメッキ

両面カット

片面カット

補綴物に付着したルーージュなどを強力に落とす



5~6倍
希釈

ルーージュクリーナー

(1リットル)

日本製

わずかな分量で効果的な研磨が可能です



研磨前



研磨後

ジルグロウ ジルコニア／セラミック用研磨剤 40g

《届出番号 13B1X10089000953》 日本製

吸水性のあるノンアスベストリボン



キャストリボン

本体サイズ：1.0mm×32mm×30m

日本製

キャストリボン S

本体サイズ：0.5mm×32mm×30m

日本製

オーラルケア

洗浄消毒・衛生

診療用器材

石膏・技工

各種形態表